

U-TECH

High frequency instrument used to disinfect the skin, stimulate glandular activity and prepare the skin for the product penetration.

Equipo de alta frecuencia utilizado para desinfectar la piel, regular la actividad glandular y preparar la piel para la penetración de activos.

Appareil à haute fréquence utilisé pour désinfecter la peau, stimuler l'activité glandulaire et préparer la peau pour la pénétration d'actifs.

Hochfrequenzgerät zum desinfizieren, um die Drüsen-tätigkeit zu regulieren und damit die Wirkstoffe besser in die Haut dringen.

Apparecchiatura di alta frequenza utilizzata per disinfettare la pelle, regolare l'attività ghiandolaire e preparare la pelle alla penetrazione di principi attivi.

High Frequency Ref. F806

Weight: 2,4 Kg
Size: 24x23x13

Input voltage: 220 ~240V
Input frequency: 50Hz/60Hz
Rated power: 20W
Working power: 10W
Working frequency: 250 KHz

PACKING SIZE cm

36x31x18,5

N.W. kg

2,4

G.W. kg

3

